



# Curalizer<sup>®</sup>

FUNKTIONELL,  
LEICHT UND  
KOMPAKT



## Sichere, ergonomische und intuitive Patientenmobilisation

- stabil und handlich - Belastbarkeit bis 230 kg
- stufenlos von der Ruhe- bis in die Aufstehhilfeposition sowie in der Höhe verstellbar; optional elektromotorisch
- Anti-Dekubitus-Polsterung mit modernen und desinfektionsmittelbeständigen Bezugsmaterialien
- höhenverstellbare Armlehnen, vollständig nach hinten schwenkbar für barrierefreien Transfer
- schwenkbare Wadenaufgabe zur Hochlagerung der Beine
- Sicherheitsfußtritt: senkt sich bei hoher Belastung automatisch auf den Boden ab - Sturzprophylaxe
- kompaktes Fahrwerk mit exzellenten Fahreigenschaften, Zentralbremse und großem Auslösebügel
- abnehmbare Kopfstütze
- ergonomischer Schiebebügel

## Produktmerkmale

### Neues Bedienkonzept mit Simultanmechanik

Der Patient bleibt in einer stabilen Position bei Neigungsverstellung der Rückenlehne, Scherkräfte auf den Patienten werden vermieden und das Pflegepersonal durch die Minimierung von Lagerungs- und Repositionierungsmaßnahmen entlastet.

Eine positionsunabhängige Höhenverstellung, je nach gewählter Ausstattung mechanisch oder elektrisch, gewährleistet das Einstellen einer ergonomischen Arbeitshöhe für das Pflegepersonal.

Die viskoelastische und abnehmbare Polsterung mit wischdesinfizierbaren Bezügen ist druck-

entlastend und ermöglicht ein längeres, schonendes Sitzen. Ihnen steht eine vielfältige Farbauswahl zur Verfügung.

Durch schwenkbare Armlehnen ist ein barrierefreier Transfer auch bei Rückenschräglage möglich - besonders hilfreich bei Patienten mit respiratorischer Insuffizienz.

Das abnehmbare Kopfteil erweitert die Möglichkeiten in der Patientenpflege. Vier schwenkbare, große Laufrollen mit Zentralbremssystem und Richtungsfeststellung gewährleisten eine sichere und einfache Manövrierbarkeit auch auf engstem Raum.

## Beispiele Ausstattungsoptionen



Nackenkissen



Pelottengurt



Lagerungsschlinge



Sitzhemd



Sitzhose

*Für nahezu jeden Anwendungsfall stehen passende Zusatzausstattungen zur Verfügung. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl.*



Seitenbügel



Gurthalter



Verbreiterung



Infusionsstativ



Tisch mit Polsterauflage



Zusatzakku

### Technische Daten

Sitzhöhe .....	45 - 73 cm
Sitztiefe .....	45 cm
Sitzbreite .....	50 / 70 cm*
Gesamtbreite .....	60 / 80 cm*
Gesamtlänge (Sitzposition) .....	95 cm
leichtgängige Laufräder .....	Ø 125 mm
Eigengewicht .....	ca. 65 kg
höchstzulässiges Patientengewicht .....	230 kg

\* bei verbreiteter Ausführung

*Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Farbauswahl an hochwertigen und wischdesinfizierbaren Polstern. Sprechen Sie uns an!*