

> Innovative Produkte,
die Menschen helfen.

reha medi
Hoffmann GmbH

Pflegerollstuhl Laura™ Pflegerollstuhl Gertrud™



Mehr entdecken



easy to clean



Sichere Patientenmobilisation
im Innen- und Außenbereich

 entwickelt. gestaltet. produziert.
made in Germany

www.rehamedi.de

Produktmerkmale

- komfortable, ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster
- schwenkbare Armlehnen für einen barrierefreien, seitlichen Transfer
- abnehmbare Polsterteile
- wischdesinfizierbare Bezüge zur leichten Reinigung im Sinne höchster Hygieneanforderungen
- Modell „Laura“: Vier schwenkbare, große Laufrollen mit Zentralbremssystem
- Modell „Gertrud“: Pannensichere PU - Bereifung mit Betriebs- und Feststellbremse an den Vorderrädern insbesondere im Außenbereich geeignet

Ausstattungsoptionen



4150001

Pelottengurt



6040119

Stabilisierungskissen
3-Kammer-System



2060006

Infusionsstativ



1030000

Tisch +
Polsterauflage



1070005 /
4090008

Beinstütze /
Beinauflage

Technische Daten

Einsitzweite.....	52 cm
Sitztiefe.....	45 cm
Gesamtbreite.....	66 cm
Gesamtlänge (Sitzposition).....	100 cm
Eigengewicht	ca. 40 kg
zulässiges Patientengewicht	120 kg

Laufräder „Laura“

vorn / hinten Ø15 cm, Zentrallbremse

Laufräder „Gertrud“

vorn Ø25 cm, PU, Trommelbremse

hinten..... Ø20 cm, PU, schwenkbar

Farbauswahl



CAPRI lemon




CAPRI lime



CAPRI kiwi




CAPRI orange



CAPRI rot




CAPRI lavendel



CAPRI azur



CAPRI delft



CAPRI anthrazit