

> Innovative Produkte,
die Menschen helfen.

reha medi
Hoffmann GmbH

Curalizer®



Mehr entdecken



easy to clean



Power+
optional



**IDEAL FÜR PFLEGE, TRANSPORT
UND PATIENTENMOBILISATION**



 entwickelt. gestaltet. produziert.
made in Germany

> Produktvideo auf:
www.frühmobilisation.com

www.rehamedi.de



Produktmerkmale

Mit dem Curalizer bleibt der Patient in einer stabilen Position bei Neigungsverstellung der Rückenlehne, Scherkräfte auf den Patienten werden vermieden und das Pflegepersonal durch die Minimierung von Lagerungs- und Repositionierungsmaßnahmen entlastet.

Eine positionsunabhängige Höhenverstellung, je nach gewählter Ausstattung mechanisch oder elektrisch, gewährleistet das Einstellen einer ergonomischen Arbeitshöhe für das Pflegepersonal.

Die viskoelastische und abnehmbare Polsterung mit

wischdesinfizierbaren Bezügen ist druckentlastend und ermöglicht ein längeres, schonendes Sitzen. Durch schwenkbare Armlehnen ist ein barrierefreier Transfer auch bei Rückenschräglage möglich - besonders hilfreich bei Patienten mit respiratorischer Insuffizienz.

Das abnehmbare Kopfteil erweitert die Möglichkeiten in der Patientenpflege. Vier schwenkbare, große Laufrollen mit Zentralbremsystem und Richtungsfeststellung gewährleisten eine sichere und einfache Manövrierbarkeit auch auf engstem Raum.

Ausstattungsoptionen



Art.-Nr. 8040300
Bezeichnung Nackenkissen



Art.-Nr. 8040100
Bezeichnung Tisch mit Polster



Art.-Nr. 5040005
Bezeichnung Pelottengurt



Art.-Nr. 6040110
Bezeichnung Thoraxgurt



Art.-Nr. 6040110
Bezeichnung Sitzhose



Art.-Nr. 8040701
Bezeichnung Lagerungsrolle



Art.-Nr. 6040119
Bezeichnung Stabilisierungskissen



Art.-Nr. 6040202
Bezeichnung Infusionsstativ



Art.-Nr. 6050001
Bezeichnung Zusatzakku

> werksseitige Optionen

Art.-Nr. 8240300
Bezeichnung Verbreiterung

> Technische Daten

Sitzhöhe einstellbar	45 - 73 cm
Sitztiefe.....	45 cm
Sitzbreite	50 cm
Gesamtbreite.....	60 cm
Gesamtlänge (Sitzposition).....	95 cm
leichtgängige Laufräder.....	Ø 125 mm
Eigengewicht	ca. 65 kg
höchstzulässiges Patientengewicht	230 kg

> Verbreiterte Ausführung Art.-Nr. 8240300

Sitzbreite	60 cm
Gesamtbreite.....	71 cm

> Farbauswahl

