

> Innovative Produkte,
die Menschen helfen.

reha medi
Hoffmann GmbH

Mobilizer® Medior HomeCare



Mehr entdecken



> **AKTIVE TEILHABE
AUF AUGENHÖHE**



 entwickelt. gestaltet. produziert.
made in Germany

www.rehamedi.de



Wir bei der Reha & Medi Hoffmann GmbH verstehen, dass die Pflege von schwerstbetroffenen Angehörigen eine enorme Herausforderung darstellt. Die tägliche Pflege kann sowohl körperlich als auch emotional belastend sein. Genau aus diesem Grund haben wir den Mobilizer® Medior HomeCare entwickelt, um Ihnen bei der Pflege Ihrer Angehörigen zu helfen.

Unser fahrbares und höhenverstellbares Schrägliegebrett ist perfekt für die Versorgung schwerstbetroffener Angehöriger geeignet. Mit unserem Gerät können Sie Stehübungen durchführen und eine Vielzahl von individuellen Positionseinstellungen vornehmen, um Ihren Angehörigen optimal zu unterstützen. Von horizontalen bis vertikalen Positionen und sogar Ansitz- und Sitzpositionen – alles ist stufenlos und elektromotorisch einstellbar.

Stabilisierung und Unterstützung

Der Mobilizer® Medior HomeCare wurde speziell für Patienten ab 14 Jahren und einer Körperlänge von 146 bis 200 cm entwickelt. Unser höhenverstellbarer Fußtritt ermöglicht es Ihnen, das Gerät auf die genaue Größe Ihres Angehörigen einzustellen.

Wir wissen, dass die Stabilisierung von Rumpf und Beinen ein wichtiger Faktor bei der Pflege von schwerstbetroffenen Angehörigen ist. Unser Gerät bietet eine perfekte Stabilisierung und unterstützt die Kopfkontrolle und Armfunktion Ihres Angehörigen. Eine aufrechte Körperhaltung kann das Blickfeld Ihres Angehörigen erweitern und die Raumwahrnehmung verbessern.

Flexible Lösung für die Pflege



Lebensqualität verbessern

Wir verstehen auch, dass die Pflege schwerstbetroffener Angehöriger eine intensive und anstrengende Aufgabe ist. Der Mobilizer® Medior HomeCare kann auch für therapeutische Zwecke und zur Verabreichung von Nahrung verwendet werden, um Ihnen Zeit und Energie zu sparen.

Wir bei der Reha & Medi Hoffmann GmbH möchten Ihnen helfen, Ihren schwerstbetroffenen Angehörigen die bestmögliche Pflege zu bieten. Der Mobilizer® Medior HomeCare ist die perfekte Lösung, um Ihnen dabei zu helfen. Wir möchten Ihnen das Leben erleichtern und Ihnen dabei helfen, eine bessere Lebensqualität für Ihre Angehörigen zu schaffen.

Fragen Sie im Rahmen des Entlassmanagements nach dem Mobilizer® Medior HomeCare

Umfangreicher Lieferumfang



6040106
Kopfstütze
fixierend



6040116
Positionierungs-
polster



7040115
Beingurt



6040110
Thoraxgurt



6040109
Beckengurt*



6040107
Wadengurt*



6040204 +
5432402
Tisch +
Polsterauflage



5090010
Seitenbügel



6050001
Zusatzakku*

Technische Daten

Standardbreite:

Liegehöhe einstellbar	66 - 89 cm
Neigungswinkel ebene Liegefläche.....	0° - 80°
Stehposition, bei Kombination der Verstellmöglichkeiten.....	90°
Kopftieflageposition	-10°
Länge der Liegefläche	178-190 cm
Sitzbreite	57 cm
Gesamtbreite	74 cm
leichtgängige Laufräder.....	Ø 150 mm
Eigengewicht	ca. 125 kg
höchstzulässiges Patientengewicht	250 kg

Verbreiterte Ausführung:

Sitzbreite	65 cm
Gesamtbreite	79,5 cm


weitere Informationen



Hersteller-
Website



Mobilizer®
Medior
HomeCare



Polster und
Gurte

Gerne beraten wir Sie!