

> Innovative products,
that help people.

reha medi
Hoffmann GmbH

Mobilizer Ottfried



Discover more



**ERGONOMIC, SAFE
AND COMFORTABLE**



 developed. designed. built.
made in Germany



> Product video on:
www.frühmobilisation.com

www.rehamedi.de

Product features

The patient remains in a stable position when the backrest is tilted, shearing forces on the patient are reduced and the nursing staff is relieved by minimising positioning and repositioning measures.

An electric height adjustment ensures the setting of an ergonomic working height for the nursing staff and provides for the positive psychological aspect: the patient is at eye level with his environment. The stepless adjustment of the seat inclination makes it possible to position patients in such a way that increased intervertebral disc pressure and foot sole contact support the promotion of vigilance. The versatility of Mobilizer Ottfried assists caregivers and therapists in delirium management and respiratory therapy, among other things.

The viscoelastic and removable padding with wipe-disinfectable covers relieves pressure and enables longer, gentle sitting, even for immobile patients. A wide range of colours is available.

Swivelling armrests allow barrier-free transfer even when the back is tilted. This is particularly helpful for patients with respiratory insufficiency. The armrests, which can be locked in any position, allow the therapy table to be used in any therapeutic sitting position.

Suitable additional equipment is available for almost every application. We will be happy to advise you on your choice.

> We will be happy to advise you!

Equipment options Examples



Art.-Nr.	6040106	6040116	7040115	6040110	6040109	6040107
Designation	Headrest fixing	Positioning pad	Leg strap	Chest strap	Lap belt	Calf belt

> Technical data

Liegehöhe einstellbar58 - 80 cm
 Neigung nach vorn80°
 Stehposition90°
 Kopftieflage10°
 Länge der Liegefläche 190 cm
 Sitzbreite 57 cm
 Gesamtbreite 74 cm
 leichtgängige Laufräder Ø 150 mm
 Eigengewicht ca. 90 kg
 höchstzulässiges Patientengewicht 150 kg

> Widened version

Seat width 65 cm
 Total width 79,5 cm

> Extension option up to 250 kg

Maximum permissible patient weight.....**250 kg**

> Colour selection

 CAPRI lemon	 CAPRI lime	 CAPRI kiwi
 CAPRI orange	 CAPRI rot	 CAPRI lavendel
 CAPRI azur	 CAPRI delft	 CAPRI anthrazit