



Pflegerollstuhl Laura™ und Gertrud™

KOMFORTABEL,
FLEXIBEL UND
LEICHT



Sichere Patientenmobilisation im Innen- und Außenbereich

bequemer Rollstuhl, geeignet zum Transport und zur Mobilisierung von Patienten und pflegebedürftigen älteren Menschen

stufenlose Neigungsverstellung von Sitz und Rückenlehne für **optimale Sitzhaltung**

Aufstehhilfe durch Neigung von Sitz und Rückenlehne nach vorn

leichte Reinigung durch **abnehmbare Polsterung** mit wischdesinfizierbaren Kunstlederbezügen

nach hinten schwenkbare gepolsterte Sicherheitsarmlehnen ermöglichen einen leichten Transfer



Produktmerkmale

- komfortable, ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster
- schwenkbare Armlehnen für einen barrierefreien, seitlichen Transfer
- abnehmbare Polsterteile und wischdesinfizierbare Bezüge zur leichten Reinigung im Sinne höchster Hygieneanforderungen
- Modell „Laura“: Vier schwenkbare, große Laufrollen mit Zentralbremssystem
Modell „Gertrud“: Pannensichere PU - Bereifung mit Betriebs- und Feststellbremse an den Vorderrädern, insbesondere im Außenbereich geeignet



Ausstattungsöglichkeiten

Für nahezu jeden Anwendungsfall stehen passende Zusatzausstattungen zur Verfügung. Gern beraten wir Sie bei der Auswahl.

Beispiele häufig gewählter Ausstattungsoptionen


- Bein- oder Wadenauflage
- Pelottengurt zur seitlichen Unterstützung im Rückenbereich
- Tisch - kann einfach auf die Armauflagen gelegt, positioniert und arretiert werden
- Polsterauflage für Tisch
- Fahrgestell - Option für den Außenbereich mit Betriebsbremse



Beinauflage



Tisch



Infusionsstativ



Technische Daten

Einsitzweite	52 cm
Sitztiefe	45 cm
Gesamtbreite	66 cm
Gesamtlänge (Sitzposition)	100 cm
Eigengewicht	ca. 40 kg
Zul. Patientengewicht	120 kg

Laufrollen „Laura“:

vorn/hinten Ø150 mm, Zentralbremse

Laufrollen „Gertrud“:

vorn Ø250 mm, PU, Trommelbremse

hinten Ø200 mm, PU, schwenkbar

Farbauswahl

