




# Transportrollstuhl „Ernst“

SICHER,  
WENDIG &  
LEICHT



## Sicherer Patiententransport

- stabil und handlich - Belastbarkeit bis 230 kg
- wischdesinfizierbare Polsterung mit pflegeleichtem und modernem Kunstlederbezug
- Haltebügel beidseits im Bereich der Sitzfläche
- großer schwenkbarer Fußtritt
- doppelt kugelgelagerte Räder mit pannensicherer Bereifung
- Fahrwerk mit Zentralbremse und großem Auslösebügel
- Armauflagen vollständig nach hinten schwenkbar, für barrierefreien seitlichen Transfer
- Sitzbreite wahlweise 48 cm oder 60 cm



# Transportrollstuhl „Ernst“

Art.-Nr.: 2110408

**reha medi**  
Hoffmann GmbH

## Produktmerkmale

Unser „Ernst“ ist ein kompakter Transportrollstuhl mit einer Belastbarkeit bis 230 kg. Er zeichnet sich durch seine exzellenten Fahreigenschaften aus.



## Ideale Ergänzung: Rollstuhl-Pfandsystem

- Zur Sicherung der Investition in hochwertige Ausstattung
- Verbesserung logistischer Prozesse durch die Vermeidung von Such- und Rückholaufwand
- Pfandsystem-Set bestehend aus Wandhalterung, Kette, Kartenschloss und Schlüsselkarte

## Beispiele Ausstattungsoptionen



## Technische Daten

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Sitzhöhe                          | 48 cm               |
| Sitztiefe                         | 48 cm               |
| Sitzbreite                        | 48 / 60 cm*         |
| Gesamtbreite                      | 64 / 76 cm*         |
| Gesamtlänge (Sitzposition)        | 81 cm               |
| Lausräder vorn / hinten           | Ø 150 mm / Ø 300 mm |
| Eigengewicht                      | ca. 24 kg           |
| höchstzulässiges Patientengewicht | 230 kg              |

\* bei verbreiteter Ausführung [Art.-Nr. 2210000]

## Farbauswahl

Standard: anthrazit



Reha & Medi Hoffmann GmbH  
Hauptstraße 43 b  
04683 Naunhof - GERMANY

+49 (0) 341 39284960  
+49 (0) 341 39284969  
info@rehamedi.de



Europa fördert Sachsen.  
**EFRE**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung

www.rehamedi.de